



Dépistage rapide du VIH

Selon ce que vous voyez :	Indiquez : Ceci signifie :
	<p>Réactif</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cette personne pourrait avoir l'infection à VIH. • Demandez une prise de sang pour confirmer le diagnostic par un test standard. • Ne sous-estimez pas la probabilité que le test ultérieur soit positif. • Prenez arrangement pour relier cette personne à des soins de suivi.
	<p>Non réactif</p> <ul style="list-style-type: none"> • La personne n'a pas l'infection à VIH OU est dans la période fenêtre. • Si elle a eu une exposition à risque élevé, recommandez des dépistages répétés selon l'échéancier 3-6-3. • Dirigez les personnes à risque élevé vers des services, p. ex., conseils sur la PrEP, dépistage des ITSS, etc.
	<p>Non valide</p> <ul style="list-style-type: none"> • Refaites le test UNE FOIS, avec un nouveau prélèvement fait à l'aide d'une nouvelle trousse de dépistage et de nouveau matériel. • Si le résultat est non valide une fois de plus, rassurez la personne et recommandez le dépistage standard. • Informez la personne chargée du contrôle de qualité.

Résultats du dépistage standard du VIH (test de confirmation)

Indiquant :	Ceci signifie :
Positif pour l'anticorps au VIH 1 ou positif pour l'anticorps au VIH 2	Infection à VIH confirmée. Reliez la personne à des soins pour le VIH dès que possible.
Preuve d'infection à VIH 1 avant la séroconversion	Infection à VIH confirmée par la présence de l'antigène p24. Probablement une infection récente. La personne est encore dans la période fenêtre. Reliez-la à des soins continus pour le VIH dès que possible.
Non réactif pour l'anticorps au VIH	Aucun signe de VIH. La personne n'a pas l'infection OU est dans la période fenêtre. Si elle a eu une exposition à risque élevé, répétez les dépistages suivant l'échéancier 3-6-3. Dirigez les personnes à risque élevé vers des conseils sur la PrEP, etc.